



Alleinstellungsmerkmale

rotoclick®

Gegenüber anderen Systemen auf dem Markt

Einzigartige Vielseitigkeit

Das System eignet sich sowohl für herkömmliche Gipsmodelle als auch für 3D-gedruckte Modelle und bietet eine einzige Komplettlösung für beide Anforderungen.



Basisplatte
RO-0100



3D Basisplatte
RO-2100



Personalisierte
Kennplatte
RO-053D



Konterplatte
RO-0300




Paar
KEY LAB
RO-0600



Konterplatte
Splitex
RO-0400



Inox
Plättchen
RO-0450



Basisplatte für traditionelle Gipsmodelle

Sorgt für maximale Stabilität bei der täglichen Anwendung im Labor.



Schnittansicht

3D Basisplatte für 3D-Druck Modelle

Eine speziell für 3D-Modelle entwickelte Platte, die einen sicheren und präzisen Sitz sowie Zugang zu Stümpfen und Analogen ermöglicht.



Detailansicht

Perfekter Sitz der gedruckten Modelle

Die Modelle passen sich perfekt an die Form der Basisplatte, wie in der Abbildung gezeigt. Visuelle und funktionelle Anpassung garantiert.



Innovatives Rotationssystem mit exklusivem Patent

Einzigartige Gegenplatte, die mit beiden Grundplatten kompatibel ist, mit einem Drehsystem, das eine 100%ige Verriegelung gewährleistet, ohne Magnete oder Metallplatten.

Alleinstellungsmerkmale


Gegenüber anderen Systemen auf dem Markt

rotoclick®

CUSTOM
LAB NAME


Personalisierung der Basisplatten

Beide Platten können mit dem Logo des Labors individuell gestaltet werden und dienen auch als professionelle Visitenkarte.



Präzise Rückführung in Exocad und analogem Artikulator

Das System ermöglicht eine perfekte Rückführung von der Position in Exocad zur Position im analogen Artikulator, ohne die Verwendung von Gips.



Digitaler Gesichtsbogen-Transfer

KEY CLINIC ermöglicht eine digitale Übertragung des analogen Gesichtsbogens vollständig im STL-Format, wodurch der Versand mechanischer Teile vermieden wird. Der Zahnarzt benötigt keinen digitalen Bogen um die individuelle Patientenposition dem Labor zu übermitteln.

Digitaler gipsfreier workflow:

Der Prozess erfolgt zu 100% digital, vom scan bis zur Produktion:

- Praxis > Labor
- Labor > Exocad
- Exocad > Artikulator

Ohne gips, nur digitale Präzision.

Warum Rotoclick?

Dieses System ermöglicht:

- Verkürzung der Bearbeitungszeiten
- Fehler minimieren
- Steigerung von Effizienz und Genauigkeit
- Zuverlässige und wiederholbarer Ergebnisse

Durch Genauigkeit auf 360° ist das Verfahren für die moderne, präzise und voll digitalisierte Zahntechnik ausgelegt.